



NUTRICIÓN

Nutrición enteral segura


Conexiones enterales seguras,
desde recién nacidos hasta
adultos y hospital a domicilio



Value Life

El estándar ISO 80369

ISO 80369 es un estándar internacional y su objetivo es evitar las conexiones incorrectas entre dos sistemas que tienen diferentes funciones (por ejemplo, entre IV y aplicaciones enterales). El estándar define el diseño de cada conector de pequeño diámetro dedicado a la administración de líquidos y gases médicos.



- La Parte 1 (ISO 80369-1) describe los requisitos generales, que son asegurar que cada diseño de conector de cada aplicación clínica no sea compatible con los demás, y también el método de evaluación.
- La Parte 3 (ISO 80369-3) define el diseño específico y requerido y las dimensiones del conector dedicado a la aplicación enteral. Con el fin de facilitar la comunicación, el conector se define en la ISO 80369-3 se llama ENFit .

Vygon, miembro experto



En 2000, después de muchos accidentes, hubo una conciencia real sobre la necesidad de evitar conexiones incorrectas. La Organización Internacional de Normas decidió crear el grupo de trabajo ISO 80369 y alentó a la industria a participar. Vygon aporta su experiencia como miembro del grupo de trabajo.



GEDSA es una asociación no lucrativa que reúne a todos los fabricantes, productores y distribuidores de sistemas de nutrición enteral. Su misión es ayudar a las instalaciones sanitarias a comprender la norma ISO 80369, prepararse para este cambio e implementar la conexión ENFit .



● Vygon, 20 años de experiencia en nutrición enteral segura



Desde 1995, Vygon ha sido consciente de la necesidad de proporcionar terapia enteral segura, proteger al paciente y facilitar la tarea de los profesionales. Por lo tanto, creamos Nutrisafe, el primer sistema de nutrición enteral segura. Hoy, Vygon tiene más de 20 años de experiencia en este campo y continúa prestando su apoyo a los profesionales de la salud con una gama completa de sistemas seguros adaptados para cada paciente. Para Vygon, evitar las malas conexiones es una prioridad.

● Nuestra gama de nutrición enteral segura, desde recién nacidos hasta adultos

Vygon tiene una amplia y completa gama en nutrición enteral segura, que cumple con la norma ISO 80369, desde recién nacidos hasta adultos.



nutrifit®

Vygon se enorgullece de producir una gama completa de productos ENFit, que cumple con ISO 80369-3. Esta gama se llama Nutrifit®.



nutrisafe2

Para responder a las necesidades específicas de la neonatología, Vygon promueve una gama dedicada a neonatos y recién nacidos, llamada Nutrisafe2. Esta gama es compatible con la norma ISO 80369-1.

Cualquiera que sea el sistema de nutrición enteral seguro elegido por el hospital, Vygon ayudará a las instalaciones de atención médica a garantizar que la implementación sea exitosa.

Para más información, www.safe-enteral.com/es

● nutri**fit**®: 36/5000 la gama completa de productos ENFit



ESPECÍFICO

Solo dedicado a la nutrición enteral,
previene conexiones incorrectas.




Seguro

Evita las conexiones
incorrectas



UNIVERSAL

Cumple con ISO 80369-3,
se puede conectar a todos los sistemas ENFit
en todo el mundo.



Punta distal cerrada



Punta distal abierta



Sonda lastrada



Sonda con mandril

Nutrición enteral segura



Bombas



Tapón macho (LDT compatible)¹



Cánula de extracción



Tapones para cánula de extracción



Sondas gástricas de doble flujo



Otros accesorios²

Por favor, en contacto con nosotros!



Tapón hembra



Equipos de bomba



Jeringas



y conector



Stopcock llave de 3 vías



Líneas de extensión



PVC



Silicona



PUR



Marcas de centímetro



Código de color para cada tamaño de sonda

¹ LDT : jeringa de bajo volumen


² Conectores especiales para el período de transición

nutrisafe2: la conexión dedicada para la neonatología



SEGURO

Incompatible con Luer y otros conectores de pequeño calibre, es compatible con ISO 80369-1.



PEQUEÑO

Sus dimensiones, peso y espacio muerto se reducen drásticamente.



PRECISO

Asegura una entrega precisa de pequeños volúmenes de medicamentos.



Una gama completa de productos Nutrisafe2:



*SFN : Sociedad Francesa de Neonatología / Canada : Cuerpo Estándar Canadiense(CSA)

OBSTETRICIA NEONATOLOGÍA NUTRICIÓN ENTERAL

Para más información, escriba a comercial@vygon.es

Las especificaciones incluidas en este folleto son simplemente informativas y no implican, bajo ningún concepto, obligación contractual alguna.

Vygon España Calle Ciudad de Sevilla, 34 Polígono Fuente del Jarro
46988 PATERNA
Recepción: 902.876.288
Servicio de contabilidad: 961.344.364
Servicio de marketing: 961.344.745
Servicios comerciales: 902.876.288
Fax: 902.876.289

www.vygon.es



www.vygon.es