



NUTRITION

Nutrition entérale sécurisée


Connexions entérales
sécurisées de la néonatalogie
aux adultes, de l'hôpital au
domicile



Value Life

La norme ISO 80369

L'ISO 80369 est une norme internationale qui a pour but d'éviter les erreurs de connexion entre deux dispositifs destinés à des applications différentes (par exemple la nutrition entérale et les voies IV). Elle définit les designs de tous les connecteurs dédiés à l'administration de liquides et gaz médicaux.



- La partie 1 (ISO 80369-1) présente l'exigence principale, qui est de s'assurer que les designs de chaque application clinique ne soient pas interconnectables, ainsi que la méthodologie d'évaluation.
- La partie 3 (ISO 80369-3) définit le design et les dimensions spécifiques du connecteur de nutrition entérale. Pour faciliter la communication, le connecteur défini dans l'ISO 80369-3 est appelé ENFit™.

Vygon, membre expert



Suite à la survenue d'accidents, une véritable prise de conscience s'opère, dans les années 2000, sur la nécessité de prévenir les erreurs de connexion. L'Agence Internationale de Normalisation crée le groupe de travail ISO 80369 et encourage les industriels à y participer. Vygon apporte son expertise en devenant membre du groupe de travail.



GEDSA est une association à but non lucratif qui rassemble tous les industriels, fabricants et distributeurs de dispositifs dédiés à la nutrition entérale. Elle a pour mission d'aider les établissements de santé à comprendre la norme ISO 80369 ainsi que de préparer les services au changement et d'implémenter les connecteurs ENFit™.

● Vygon, 20 ans d'expérience en nutrition entérale sécurisée



Dès 1995, Vygon prend conscience de l'importance de sécuriser la thérapie par voie entérale, tant pour le patient que pour le personnel soignant, et invente **nutrisafe**, le premier système d'alimentation entérale sécurisée.

Aujourd'hui, Vygon cumule plus de 20 ans d'expérience dans le domaine et continue à soutenir les professionnels de santé grâce à une offre complète de systèmes d'alimentation entérale sécurisés adaptée à chaque patient. Pour Vygon, prévenir les erreurs de connexion est une priorité.

● Notre offre en nutrition entérale sécurisée, de la néonatalogie à l'adulte

L'offre globale de Vygon en matière de nutrition entérale sécurisée s'inscrit dans le respect de la norme ISO 80369, de la néonatalogie à l'adulte.



nutrifit®

Vygon est fier de proposer une gamme complète de produits ENFit™, conforme à la norme ISO 80369-3. Cette gamme est appelée **nutrifit®**.

Vygon a créé un partenariat industriel exclusif avec Pentaferte, afin de sécuriser l'approvisionnement en Europe de produits ENFit™, notamment des seringues. Celui-ci a entraîné naturellement la reprise de la distribution de la gamme **Segap**.



nutrisafe2

Afin de répondre aux besoins spécifiques de la néonatalogie, Vygon propose une gamme dédiée aux patients prématurés et nouveau-nés, appelée **nutrisafe2**. Cette gamme est conforme à la norme ISO 80369-1.

Quel que soit le système de nutrition entérale sécurisé choisi, Vygon répondra présent pour sa mise en place dans les établissements de santé.

Pour plus d'informations, www.safe-enteral.com.

nutri**fit**®: la gamme complète de produits ENFit™



SPÉCIFIQUE

Uniquement dédiée à la nutrition entérale, elle évite les erreurs de connexions.





SÉCURISÉE

Elle évite les déconnexions.



UNIVERSELLE

Conforme à l'ISO 80369-3, elle peut se connecter à tous les connecteurs ENFit™ partout dans le monde.






Pompes



Bouchon mâle
(Compatible LDT)¹



Canules de
prélèvement



Bouchons pour
flacons




Sondes d'aspiration
gastrique



Contactez-nous !



Bouchon
femelle



Tubulures
de pompe




Seringues



Raccord Y



Robinet 3 voies



Prolongateurs



PVC



Silicone



PUR



Marquage
centimétrique



Code couleur
pour la charrière

¹ LDT : seringue Low Dose Tip


² Notamment des accessoires de transition

nutrisafe2: l'offre spécialisée pour la néonatalogie




SÉCURISÉE

Incompatible avec Luer et autres raccords de petite taille, elle est conforme aux exigences de la norme ISO 80369-1.



PETITE

Ses dimensions, son poids, et son volume mort sont considérablement réduits.



PRÉCISE

Elle assure une administration précise des médicaments prescrits en petit volume.



Une gamme complète de produits nutri**safe**2 :



* SFN : Société Française de Néonatalogie - CSA : Canadian Standard Body

OBSTETRIQUE NEONATOLOGIE ENTERAL

Pour plus d'informations, contactez-nous : questions@vygon.com

Les spécifications apparaissant dans cette brochure sont à titre d'information uniquement et n'ont pas de valeur contractuelle.

Vygon – 5, rue Adeline • 95440 ECOUEN • FRANCE
Reception: +33 (0)1.39.92.63.63 – Service clients France: +33 (0)1.39.92.63.81
Export customer service: +33 (0)1.39.92.64.15
Fax.: +33 (0)1.39.92.64.44 • www.vygon.com


www.vygon.com